

CareMat-Rufsystem – Kurzanleitung



Inbetriebnahme

Rufmelder einlernen

1. Steckdosen-Rufmelder in einer beliebigen 230V Steckdose einstecken. Beim Vorgang ertönt ein kurzes akustisches Signal. Legen Sie die CareMat für die Installation in Reichweite auf den Fussboden.
2. Drücken Sie die Taste **R** am Steckdosen-Rufmelder (ca. 3 Sekunden) bis diese blinkt und ein Quittierungston erklingt.
3. Betreten Sie innerhalb von 20 Sekunden die CareMat, damit die Taste **R** am Steckdosen-Rufmelder aufleuchtet. Erfolgt kein weiteres Signal, ist 20 Sekunden später der Rufmelder betriebsbereit und das Blinken stoppt bzw. sie brechen den Lernvorgang durch kurzes Drücken der Taste **R** ab. Das heisst bei erneutem Betreten der CareMat wird der Alarm am Rufmelder ausgelöst. Ist dies nicht der Fall, starten Sie nochmals bei Punkt 2.
4. Warten Sie bis das Blinken erlischt. Jetzt kann der Quittiertaster eingelernt werden.

Quittiertaster einlernen

1. Drücken Sie die Taste **Q** am Steckdosen-Rufmelder bis diese blinkt und ein Signal ertönt.
2. Betätigen Sie innerhalb von 20 Sekunden die rote Taste des Quittiertasters bis die Taste **Q** am Steckdosen-Rufmelder leuchtet. Erfolgt in den nächsten 20 Sekunden keine neue Eingabe, stoppt das Blinken und der Quittiertaster ist betriebsbereit bzw. sie brechen den Lernvorgang durch kurzes Drücken der Taste **Q** ab. Der Alarm der beim Betreten der CareMat ausgelöst wird, lässt sich mit einem Tastendruck auf den Quittiertaster deaktivieren.

Anwendung

Legen Sie nun die CareMat Sensormatte an den vorgesehenen Ort, zum Beispiel vor ein Bett oder eine Tür. Achten Sie darauf, die CareMat maximal 30 Meter vom Steckdosen-Rufmelder entfernt zu platzieren.

Bei Betreten der Matte wird das Signal am Steckdosen-Rufmelder erfolgreich ausgelöst. Mit dem Drücken auf Taste **Q** oder dem Quittiertaster, wird der Alarm sofort deaktiviert.

Melodie wählen

Durch wiederholtes Drücken der Taste **R** können Sie den gewünschten Rufton auswählen. Der Steckdosen-Rufmelder verfügt über drei Melodien.

Lautstärke / Blitzlicht wählen

Drücken Sie kurz die Taste **Q**: Die aktuelle Melodie wird abgespielt. Durch erneutes Drücken der Taste **Q** erfolgt ein Wechsel zur nächsten Lautstärke-Blitzlicht-Kombination. Wenn Sie die geeignete Lautstärke gefunden haben, speichert das Gerät die Einstellung automatisch und ohne zusätzliche Bestätigung.