

SICHERHEIT UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PFLEGE ZU HAUSE

CareMat-Rufsystem – Zur Betreuung von Menschen mit Demenz, Sturzgefahr oder Desorientierung

Mehr Sicherheit im Alltag

Die druckempfindliche CareMat Sensormatte wird vor dem Bett oder einer Tür platziert. Beim Betreten löst sie ein Funksignal aus. Daraufhin alarmiert der Steckdosen-Rufmelder durch sein optisches und akustisches Signal die Betreuungsperson im Haus. Mit dem Funk-Quittiertaster kann das Alarmsignal bequem und ohne Zeitverlust zurück gesetzt werden, während sich die Betreuungsperson zur Hilfeleistung begibt.

Dank des CareMat-Rufsystems werden Gefahren wie Stürze oder orientierungsloses Weglaufen sofort bemerkt, was eine schnelle Hilfe ermöglicht. Gleichzeitig bleibt die Mobilität und Lebensqualität für Pflegebedürftige erhalten.

Wertvolle Unterstützung bei Tag und Nacht

- Ermöglicht rasche Hilfeleistung beim Verlassen des Bettes oder des Wohnraums
- Akustische oder optische (stille) Alarmfunktion einstellbar
- Rutschfeste und leicht zu reinigende CareMat Oberfläche
- Robuste und langlebige Bauweise
- Mobiles System, überall platzierbar



Die CareMat-Rufsystem Sets bestehen jeweils aus einem Steckdosen-Rufmelder, einem Quittiertaster und einer CareMat, die in der Form B oder C und in der Farbe caregrau oder caregelb gewählt werden kann:



oder



plus



Easywave

plus



CareMat, Form B
700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
caregrau oder caregelb

CareMat, Form C
1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
caregrau oder caregelb

Steckdosen-Rufmelder RCP09 **Quittiertaster RT21**

Bestellangaben/Artikel-Nummern für die CareMat-Rufsystem Sets

CareMat-Rufsystem
Form B, caregrau
Art.-Nr. 369077

CareMat-Rufsystem
Form B, caregelb
Art.-Nr. 369076

CareMat-Rufsystem
Form C, caregrau
Art.-Nr. 369079

CareMat-Rufsystem
Form C, caregelb
Art.-Nr. 369078

Für den Schweizer Markt ist ein Steckdosen-Rufmelder RCP09-CH mit Stecker und Buchse «Typ J» (nach SEV 1011:2009) erhältlich. Bestellangaben/Artikel-Nummern für die CareMat-Rufsystem Sets Ausführung Schweiz:

CareMat-Rufsystem
Form B, caregrau
Art.-Nr. 369073

CareMat-Rufsystem
Form B, caregelb
Art.-Nr. 369047


CareMat-Rufsystem
Form C, caregrau
Art.-Nr. 369075

CareMat-Rufsystem
Form C, caregelb
Art.-Nr. 369074

Einfache Inbetriebnahme

1. Steckdosen-Rufmelder einstecken, CareMat platzieren
2. Rufmelder einlernen: Taste **R** drücken, bis diese blinkt, CareMat betreten und warten bis Taste **R** erlischt
3. Quittiertaster einlernen: Taste **Q** am Rufmelder drücken, bis diese blinkt, Quittiertaster betätigen
4. CareMat ist jetzt betriebsbereit und löst bei Betreten ein Alarmsignal aus. Der Alarm lässt sich mit der Taste **Q** oder dem Quittiertaster deaktivieren

Weitere Informationen sowie eine detaillierte Kurzanleitung finden Sie auf www.caremat.ch



Ihr CareMat Bezugspartner

Ihr CareMat Hersteller

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Telefon +41 52 687 11 11
Telefax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com